

Einsortierung der Probenkästen für die Mastitisuntersuchungen

Der 100er Kasten

Öffnen Sie den Deckel. Beginnen Sie mit dem Einsortieren der gefüllten, beschrifteten Röhrcchen immer unten links (markiert durch einen roten Pfeil). Dort befindet sich die Position „1“ für die erste Probe. Nachdem Sie die ersten 10 Proben in dieser Reihe einsortiert haben, fahren Sie mit der 11. Probe in der darüberliegenden Reihe ganz links fort.



Kastennummer notieren

Notieren Sie die Kastennummer (markiert durch einen grünen Pfeil) auf dem Untersuchungsauftrag. Sie ermöglicht eine eindeutige Zuordnung Ihres Untersuchungsauftrag zu Ihrer Einsendung und gewährleistet die Nachvollziehbarkeit Ihrer Leergutbestellung.

Bitte bestellen Sie **nur so viel Leergut wie nötig**, legen Sie den **vollständig ausgefüllten Untersuchungsauftrag** bei und wenden Sie sich bei Fragen vertrauensvoll an Ihr Mastitislaborteam in Waldsiedersdorf.

Tel: 033433/65641

e-Mail: mastitis@lkvlabor.de